

ЖЕЛТЫЙ | YELLOW

ЦВЕТ Ярко-желтый

ОСНОВА Желтая

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Теплый

СОСТАВ Aqua, Rosin, Glycerin, Hamamelis Virginiana Extract, Alcohol, CI 21108, CI 77891, CI 21160, CI 12477.

ОПИСАНИЕ Используется для нейтрализации сиреневых оттенков после некачественно выполненного перманентного макияжа. Рекомендуется использовать для осветления самых светлых русых оттенков.

КАК РАБОТАТЬ Для перекрытия рекомендуется использовать в чистом виде. Можно смешивать между собой оранжевый и желтый корректор в пропорции 1:1, для перекрытия серо-фиолетовых бровей. При работе с кожей, с переизбытком красного феоеланина (веснушки, красные оттенки кожи V фототипа по Фицпатрику) рекомендуется добавлять 2 капли корректора в пигмент.

ЗЕЛЕНый | GREEN

ЦВЕТ Оливково-зеленый

ОСНОВА Зеленая

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Холодный

СОСТАВ Aqua, Rosin, Glycerin, Hamamelis Virginiana Extract, Alcohol, CI 11740, CI 77891, CI 77266, CI 21110, CI 74160.

ОПИСАНИЕ Предназначен для нейтрализации легких красных оттенков при работе по перекрытию старого/некачественного перманентного макияжа.

КАК РАБОТАТЬ Для нейтрализации красных оттенков рекомендуется использовать зеленый корректор при первичном заполнении цветом (1-й проход).

ОРАНЖЕВЫЙ | ORANGE

ЦВЕТ Ярко-оранжевый

ОСНОВА Оранжевая

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Теплый

СОСТАВ Aqua, Rosin, Glycerin, Hamamelis Virginiana Extract, Alcohol, CI 21160, CI 12477.

ОПИСАНИЕ Используется для нейтрализации холодных серых и голубых оттенков при работе по перекрытию старого/некачественного перманентного макияжа.

КАК РАБОТАТЬ Рекомендуется добавлять оранжевый корректор в пигмент для получения более тёплого результата при заживлении. Для нейтрализации холодных серых и голубых оттенков производитель рекомендует использовать оранжевый корректор при первичном заполнении цветом (1-й проход).

КРАСНО-ОРАНЖЕВЫЙ | RED ORANGE

ЦВЕТ Насыщенный темно-красный

ОСНОВА Красная

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА Теплый

СОСТАВ Aqua, Rosin, Glycerin, Hamamelis Virginiana Extract, Alcohol, CI 21160, CI 12477, CI 77891, CI 21095.

ОПИСАНИЕ Предназначен для нейтрализации цвета холодных губ с синим оттенком. Можно использовать для нейтрализации легких остатков зелёного цвета на бровях.

КАК РАБОТАТЬ Для нейтрализации холодных/синих губ рекомендуется использовать красно-оранжевый корректор в чистом виде, при первичном заполнении цветом (1-й проход).